



Curiosa® gél 15 g • Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt elkezdené alkalmazni a készítményt!

Mit kell Önnek tudnia a Curiosa® gélről?

A Curiosa® gél színtelen, szagtalan, átlátszó gél, mely nem színezi a bőrt és a ruhát. Fő komponense a cink-hialuronát, segédanyagként kálium-szorbátot (tartósítószer), és karbomert (gélképző) tartalmaz, mikrobiológiai tisztasága megfelel az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak.

A hialuronát a bőr természetes és nélkülözhetetlen alkotóeleme, elősegíti a regenerálódást és biztosítja a sebgyógyuláshoz megfelelő környezetet. Cinkkel alkotott komplexe, a cink-hialuronát további előnyöket biztosít: gátolja a sebfertőzést okozó mikroorganizmusok bejutását a sebbe, segít a gyulladás és fájdalom csökkentésében, így járul hozzá a seb gyorsabb gyógyulásához.

A Curiosa® gél használatával visszaállíthatja bőre épségét és eltüntetheti a sérülés nyomait.

Hogyan kell alkalmazni a Curiosa® gélt?

Külsőleg alkalmazandó!

Kisebb hámsérülések (horzsolás, vágás):

Az érintett testfelszínt alaposan tisztítsa meg, itassa fel a nedvességet, és várja meg, amíg a vérzés elmúlik. Vékony rétegben (kb. 1 mm) vigye fel a Curiosa® gélt a teljes sebfelületre. Sebkezelést csak tiszta kézzel végezzen, és ügyeljen arra, hogy a tubus ne érintkezzen közvetlenül a sebbel! Fedőkötés alkalmazása általában nem szükséges. Amennyiben mégis fedni akarja a sérülést, a kötszert csak a gél megszáradása után helyezze fel. A kezelés szükség esetén naponta többször is megismételhető.

I. és II. fokú égési sérülések:

A sérült bőrfelületet azonnal hűtse le hideg folyóvíz alatt, és használja a Curiosa® gélt a fent leírtak szerint.

Súlyosabb, régóta fennálló hámsérülések (pl. különböző eredetű bőrfekélyek, felfekvés, egyéb krónikus sebek):

Ezen esetekben a Curiosa® gél alkalmazása sebkezelésben jártas szakember felügyelete mellett ajánlott. A seb kezelésén túl, a tünetek hátterében álló alapbetegség megfelelő orvosi kezelése és a kiegészítő gyógymódokra vonatkozó tanácsok betartása is szükséges (pl. fásli, gyógycipő használata, vércukorszint ellenőrzése, a felfekvéses beteg mozgatása stb.).

A Curiosa® gél használata előtt fontos a seb teljes feltisztítása, ezt súlyosabb esetekben csak szakember végezheti. A sebalap megfelelő előkészítését követően a gélt a fent ismertetett módon kell alkalmazni.

Milyen nem kívánt hatásai lehetnek a Curiosa[®] gélnek és mi a teendő, ha ezek jelentkeznek?

A kezelés kezdetén égő érzés, sebfájdalom, bőrpír előfordulhat, mely általában rövid időn belül elmúlik, és nem indokolja a készítmény használatának felfüggesztését.

Ha a készítmény alkalmazása során váratlan, eddig nem tapasztalt tünet lép fel, vagy a seb begyullad, elfertőződik, néhány nap után sem mutatja a gyógyulás első jeleit, forduljon szakemberhez.

Klinikai vizsgálatok során súlyos állapotú betegeknek nagyon ritkán előfordult kis kiterjedésű, helyi szöveti károsodás, mely esetekben a készítmény alkalmazása és a tünet megjelenése közötti ok-okozati összefüggés nem volt egyértelmű.

Mikor nem szabad a Curiosa[®] gélt használni?

A készítmény bármely alkotórészével, vagy Avies (jelen esetben kakastaréj) eredetű fehérjével szembeni túlérzékenység esetén.

Egyéb tudnivalók:

Tárolás szobahőmérsékleten.

Használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, használat után a kupakat gondosan zárja vissza.

Személyenként külön-külön tubus használata javasolt.

A készítményt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárn.

Meghatalmazott Képviselő az Európai Unió területén: MDCI - Arundel House, 1 Liverpool Gardens, Worthing, West Sussex BN11 1SL, United Kingdom

Gyártó: Richter Gedeon Rt. - 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

A tájékoztató készítésének dátuma: 2004 május

Európai szabadalom száma: EP 413016. A Curiosa[®] a Richter Gedeon Rt. bejegyzett védjegye.

A csomagoláson feltüntetett szimbólumok magyarázata:



Használat előtt olvassa el a tájékoztatót!

LOT

Gyártási szám



Lejárati idő

CE 0483

RICHTER GEDEON RT., BUDAPEST

RG 2318, K-7633-1.0, 29084540

